

ООО «ЛАБТЕХ»

ОГРН 1177847306460, ИНН 7838073546

КПП 783801001

190098, Санкт-Петербург, пл. Труда, д. 4, лит. А, оф. 85-2

Тел/ф +7 921 918 42 70 , [commerce@labtech.bio](mailto:commerce@labtech.bio), [www.labtech.bio](http://www.labtech.bio)



Коммерческое предложение\_ООО "Лабтех"\_№ 304\_от\_10 июня 2021


Заказч

Государственное бюджетное учреждение

ик:

(ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО 31.08.2021)

5

№	Параметр	Значение
1	Наименование	Архивный шкаф для предметных стекол
2	Краткое описание	Архивный шкаф на 100 тыс. предметных стекол из МДФ и металлокаркаса
3	Производитель	Россия
4	Цена, руб.	<b>150 000,00</b>
5	Кол-во	<b>1,00</b>
6	Скидка, %	<b>25,00%</b>
7	Пуско-наладка, руб.	рассчитывается в зависимости от расположения Заказчика
8	Стоимость, руб.	<b>200 000,00</b>
9	Поставка:	<b>15 дней</b>
10	Гарантийный срок, мес.	<b>12,00</b>
11	Иллюстрация	

12	Технические характеристики	<p>Шкаф предназначен для длительного хранения микропрепаратов на предметном стекле; Количество ящиков -30 шт; Пластиковые поддоны для размещения предметных стекол в каждом ящике; Вместимость одного поддона, стекол - 3300; Габариты шкафа, мм (1600x1300x500); Вместимость шкафа (стекол толщиной не более 1,1 мм) - 99 000; Несущая конструкция из стального профиля, металлических стяжек и уголков; Материал основания, крышки, боковых стенок, задней стенки, ящиков шкафа - плита МДФ Полное выдвижение ящика на салазках; Специальные защелки, которые позволяют вынуть ящик полностью и работать с ним на столе; Покрытие: пластик, устойчивый к обработке дезинфицирующими средствами; Толщина плиты МДФ, мм - 16. Наличие сертификата соответствия ЕАС.</p>
----	----------------------------	---

Генеральный директор ООО «Лабтех»



/Зыков Ю.В./